



بنیان تجارت تاجر  
BONYAN TEJARAT TAJAR

مجموعه محصولات  
**مدیریت درمان  
زخم  
و استومی**

 Roosin®

**Hyperoil®**


 PROTEA  
VITAL

# Calcium Alginate Wound Dressing

## پانسمان کلسیم آلژینات

### ویژگی ها

- Algicare یک نوع پانسمان اولیه می باشد که به صورت الیاف نرم، بافته نشده و قابل جذب در بدن می باشد.
- این پانسمان از آلژینیک اسید (استخراج یافته از جلبک قهوه ای) به همراه مالورانیک و گلورونیک اسید ساخته شده است.
- در اثر واکنش شیمیایی بین یون های کلسیم پانسمان و یون های سدیم موجود در زخم، منجر به ایجاد یک هیدروژل می شود.
- این پانسمان در جذب آگزودای زخم های با ترشحات بالا و یا متوسط و همچنین زخم های غیر عفونی مورد استفاده قرار می گیرد.
- با جذب ترشحات زخم و حفظ رطوبت، فرآیند ترمیم زخم را کنترل و تسریع می بخشد و همچنین نیاز به تعویض مکرر پانسمان را کاهش می دهد.
- در صورت گسترش زخم به لایه های زیرین (اپی درم به درم) این پانسمان کارایی و اثر بخشی خود را حفظ می کند.
- این پانسمان انعطاف پذیری لازم جهت کاربرد در زخم هایی با هندسه و ابعاد خاص را دارد.



مدل (cm)

۱۰×۲۰

۱۰×۱۵

۱۰×۱۰

Algicare



## موارد استفاده

Leg Ulcer

زخم‌های مزمن ناحیه‌ی پا

Pressure Ulcer

زخم‌های ایجاد شده در اثر فشار

Diabetic Foot Ulcer

زخم‌های ناحیه پا در بیماران دیابتی

Surgical Wounds

زخم‌ها و جراحات های ناشی از جراحی

Laceration

زخم‌های ناشی از پارگی و سایش

Abrasion

زخم‌های شدید ناشی از سایش

Venous Ulcer

زخم‌های وریدی از جمله واریسی

Arterial Ulcer

زخم‌های شریانی

Cavity Wound

زخم‌های حفره‌ای

Post-operative Surgical Wounds

زخم‌های پس از جراحی

## روش استفاده

۳. تثبیت پانسمان بر روی زخم به کمک فیلم شفاف و یا گاز استریل صورت می‌پذیرد.  
۴. جهت ایجاد خاصیت آنتی باکتریال در برخی موارد، داروهایی مورد استفاده قرار گیرد که پانسمان با آنها واکنش ندهد.

۱. در ابتدا می‌بایستی فرآیندهای شستشو و حذف کلونی‌های عفونی از زخم انجام پذیرد.  
۲. بعد از اینکه پوست اطراف زخم خشک شد بر اساس ابعاد و هندسه زخم پانسمان انتخاب می‌شود.

# Silver Calcium Alginate Dressing

## پانسمان کلسیم آلژینات نقره

### ویژگی ها

- مشابه با عملکرد پانسمان کلسیم آلژینات، جابه جایی یون ها موجب ایجاد ساختار هیدروژل، در تماس با زخم می شود و ظرفیت جذب قابل توجهی دارد.
- با جذب زیاد ترشحات و در عین حال حفظ رطوبت زخم، روند ترمیم را تسریع می بخشد.
- با توزیع یون های نقره، اثر ضدباکتریایی قابل توجهی در زخم های مستعد به عفونی شدن دارد.
- انعطاف پذیری پانسمان، آن را برای طیف قابل توجهی از زخم ها مساعد می نماید.
- رهایش یون های نقره موجود در ساختار، تا بازه زمانی ۷ روزه شرایط آنتی باکتریال را حفظ می نماید.
- پانسمان با حفظ رطوبت محیط، شرایطی را ایجاد می کند که فعالیت آنزیم های دبرید کننده افزایش یابد.
- در مدیریت زخم های دارای ترشحات متوسط تا زیاد، با ایجاد خاصیت آنتی باکتریال کاربرد دارد.



مدل (cm)

۱۰×۲۰

۱۰×۱۰

۵×۵

AlgicareAg

White  
AlgicareAg



## موارد استفاده



زخم‌های ساییدگی  
زخم‌های وریدی  
زخم‌های شریانی  
زخم‌های دیابتی  
زخم‌های حفره ای  
زخم‌های سطحی

زخم‌های ایجاد شده پس از جراحی  
زخم‌های ناشی از پارگی و Laceration  
زخم صورت گرفته در ناحیه اهدا عضو  
سوختگی‌های ضخامت جزئی  
زخم‌های پا (leg ulcer)  
زخم‌های فشاری

## روش استفاده

۳. تثبیت پانسمان بر روی زخم به کمک فیلم شفاف و یا گاز استریل صورت می‌پذیرد.  
۴. جهت ایجاد خاصیت آنتی باکتریال در بعضی مواقع داروهایی مورد استفاده قرار می‌گیرد که پانسمان نبایستی با آن‌ها برهم‌کنش داشته باشد.

۱. در ابتدا می‌بایستی فرآیندهای شستشو و حذف آلودگی از زخم انجام پذیرد.  
۲. بعد از اینکه پوست اطراف زخم خشک شد بر اساس ابعاد و هندسه زخم پانسمان انتخاب می‌شود.

# Hydrocolloid Wound Dressing


## پانسمان هیدروکلوئید

### ویژگی ها

- این پانسمان از لایه ای عایق و چسبنده با مواد جاذب کلوئیدی به همراه الاستومرهای چسبی تشکیل شده است.
- به علت شفاف و قابل رویت بودن زخم، میزان ترشحات را می توان مدیریت نمود.
- پانسمانی خاص که از گرید مشخصی از پلی یورتان به صورت شفاف تهیه شده است که ریسک رول آپ (Roll Up) و بانچینگ را کم می کند و همچنین حین برداشتن از روی زخم ریسک آسیب به زخم را کاهش می دهد.
- در اثر واکنش کربوکسی متیل سلولز در ساختار هیدروکلوئید با رطوبت زخم، محیط چسبندهی بهینه و غیرقابل نفوذ و هم چنین محافظت کننده از زخم ایجاد می کند.
- حاشیه چسبنده مشکل جدا شدن، عدم پایداری و مسائل جانبی پانسمان را حل می کند.
- این پانسمان قابل استفاده در زخم های کم ترشح می باشد و می تواند بر اساس آناتومی محل استفاده انعطاف پذیر باشد.
- در تماس با زخم ژل نازک و شفافی ایجاد می شود که این ژل می تواند در داخل پانسمان محلی که ماتریس قرار دارد، باقی بماند.
- پانسمان در برابر بخار آب، اکسیژن و باکتری ها غیرقابل نفوذ می باشد.
- پانسمان به زخم و بافت پوست ترمیم یافته نمی چسبد و حین جدا شدن آسیبی به بافت گرانوله ی شکل گرفته وارد نمی آورد.
- به طور متوسط برای ۳ تا ۴ روز بر روی زخم قرار می گیرد.
- از پوسته پوسته شدن و همچنین MACERATION در زخم جلوگیری می کند.



### مدل (cm)





## موارد استفاده

زخم‌های فشاری گرید ۱ تا ۴

زخم متأثر از جراحی و زخم‌های با ضخامت جزئی

زخم‌های ضخیم کم ترشح

زخم‌های عفونی کلینیکی

به عنوان پوشش محافظ سایر پانسمان‌ها

## روش استفاده

۱. شست و شوی کامل دست‌ها و استفاده از دستکش مناسب

۲. برداشتن هرگونه پانسمان قبلی از روی زخم

۳. تمیز نمودن محتوی زخم با محلول شست و شو



۴. خشک نمودن زخم با کمک گاز استریل
۵. در صورت نیاز از یک مانع یا کنترل کننده رطوبت و یا پرکننده حفره زخم استفاده شود.
۶. استفاده از پوشش هیدروکلوئیدی که به طور متوسط ۳ سانتی متر بیشتر از حاشیه زخم را دربرگیرد.


# Hydrogel Wound Dressing

## پانسمان هیدروژل

### ویژگی ها

- هیدروژل‌ها ساختارهایی بر پایه آب و یا گلیسرین‌ها و کربوکسی متیل سلولز هستند که عمدتاً غیر بلورین (آمورف) می‌باشند. ساختار هیدروژل به صورت تیوب ژلی یا ورقه ای می‌باشد.
- هیدروژل‌ها کمک به حفظ رطوبت در محیط می‌کنند. ایجاد بافت گرانوله در ترمیم و ایجاد پوشش اپیتلیالی را در زخم تسریع می‌بخشند. در عین حال به تخریب آنزیمی بافت‌های نکروز شده کمک می‌کنند.
- تسکین دهنده درد می‌باشند و در زمان وجود آلودگی در زخم نیز قابل استفاده است.
- از بین بردن بافت نکروز در زخم توسط آن‌ها هیچ آسیبی به بافت گرانوله در حال شکل‌گیری نمی‌رساند و به راحتی پوسته نکروزه روی زخم را تخریب و حذف می‌کنند. نقش خنک‌کنندگی در تماس با زخم دارند.
- به طور مشخص در زخم‌های با ضخامت‌های جزئی و با زمان کاربری ۳ روز قابلیت استفاده دارند.

### ۱. هیدروژل ورقه ای



مدل (cm)

۱۰×۱۰







مدل

۲۵ gr



## ۲. هیدروژل تیوبی

### موارد استفاده

- زخم‌های فشاری
- زخم‌های جراحی
- سوختگی‌ها
- پارگی‌های پوستی
- زخم‌های دیابتی

### روش استفاده

۱. موضع زخم می بایست پیش از استفاده تمیز و ضدعفونی شود.
۲. پس از تمیز و خشک کردن موضع زخم بایستی با سایز مناسب پانسمان هیدروژل پوشش یابد.
۳. لایه محافظ پوششی پانسمان حذف شده و بر روی زخم به صورت کامل و مستقیم قرار می گیرد.

۴. به سبب ویژگی تامین کنندگی رطوبت، برای زخم های با ترشحات بالا مناسب نیست.
۵. قابل استفاده در زخم‌های عفونی می‌باشند به شرطی که بیمار دوز مناسب از آنتی بیوتیک را به صورت متناوب دریافت نماید و پوشش به صورت مرتب بر اساس نیاز تعویض شود.

# Foam Dressing

## پانسمان فوم

### موارد استفاده

- زخم‌های حفره ای
- انواع پارگی‌های ناحیه پا
- زخم‌های فشاری در رده ۴
- زخم‌های سیاه‌رنگی ساق پا
- زخم‌های حفره‌ای و لوله‌ای شکل
- زخم‌های سوختگی ناشی از تشعشع

### روش استفاده

۱. ابتدا بایستی زخم با آب و محلول رینگر شستشو یابد.
۲. بافت اطراف ناحیه زخم باید تمیز و شسته شود.
۳. ابعاد پوشش باید به شکلی انتخاب شود که مساحت زخم را به طور کامل پوشش دهد.
۴. در صورتی که حمایت کننده پانسمان فوم وجود نداشت بایستی از گاز و موارد دیگر جهت تثبیت و مدیریت پانسمان استفاده نمود.

### ویژگی ها

- پانسمان فوم، از پلیمر پلی یورتان ساخته شده است. این پانسمان قابلیت آفلودینگ و مدیریت رطوبت زخم‌های با ترشحات متوسط تا زیاد را دارد. عموماً در زخم‌های مزمن استفاده شده و در زخم‌های خشک و ناتراوا کاربردی ندارد.
- حجم قابل توجهی از آگزودا را در بازه‌ی زمانی مناسبی جذب می‌کند و اتلاف حرارتی در زخم ایجاد نمی‌کند.
- پانسمان پایداری بوده و در محل زخم تجزیه و تخریب نمی‌شود.
- انعطاف پذیری لازم برای قرارگیری در هندسه‌های مختلف زخم را دارا می‌باشد.
- با مدیریت ترمیم و آفلودینگ نیاز تعویض مکرر پانسمان کمتر می‌شود.

### مدل (cm)

۱۵×۱۵

۱۰×۱۰

۵×۵

FOAM DRESSINGS

**FOAM DRESSINGS**

**CREATES A MOIST WOUND HEALING ENVIRONMENT**

10 pcs

Roosin®

# Super Absorbent Dressing

## پانسمان فوق جاذب

### ویژگی ها

- این پانسمان به سرعت حجم بالایی از اگزودا را جذب می کند. زمانی که اگزودا توسط پوشش جذب می شود، مستحکم در داخل آن به دام می افتد.
- ساختار پنج لایه و طراحی منحصر به فرد پانسمان فوق جاذب، نگهداشت و هدایت اگزودا به مرکز و تورم ساختار پانسمان را منجر می شود.
- استفاده از این پانسمان با ظرفیت جذب بالا نیاز به تعویض های مکرر پانسمان را کاهش می دهد.
- برای طیف گسترده ای از زخم های با ترشحات متوسط تا بسیار زیاد کاربرد دارد.
- مکانیزم جذب بر اساس وجود پلیمر SAP در ساختار می باشد.
- لایه مرکزی حتی در صورت ایجاد فشار بر آن، اگزودا را در خود نگه می دارد و بنابراین ریسک MACERATION را کاهش می دهد.
- در عین حال وجود لایه های غیر آب دوست از بازگشت اگزودا به زخم جلوگیری می کند.

### موارد استفاده

- زخم پای دیابتی
- زخم های فشاری
- زخم های وریدی
- شریانی ساق پا
- زخم های سوختگی درجات اول و دوم
- زخم های بعد از جراحی
- زخم های ناشی از حوادث

### روش استفاده

سطح سفید رنگ پانسمان می بایست در تماس با اگزودای زخم بوده و لایه آبی رنگ، بیرونی ترین لایه آن می باشد. در حقیقت "سمت رنگ آبی رو به آسمان" و با پانسمان ها یا بانداژهای دیگر، ساختار را در محل قرارگیری تثبیت می شود.



مدل (cm)

۱۰×۱۰



# Hyper Oil

## پانسمان هایپر اویل



HYPERICUM | NEEM

### ویژگی ها

- فرمولاسیون جدید در درمان ضایعات و زخم‌های حاد، مزمن و عفونی
- دارای کاربری در فازهای متعدد ترمیم زخم مانند پاکسازی، گرانولیشن و تشکیل بافت اپیتلیال
- متشکل از عصاره‌ی گیاه چریش به نام Azadirachtin و گل راعی یا هزار چشم به نام Hyperforin
- دارای اثر آرام‌کنندگی، خنک‌کنندگی و کنترل دمای زخم‌های پوستی
- پوشش کامل زخم و موثر در ترمیم و بازسازی بافت دچار آسیب شده و دارای خاصیت ضد باکتریایی و ضد عفونی‌کننده زخم
- قابل استفاده در بسیاری از ضایعات و بیماری‌های پوستی

### ۱. فرمولاسیون ژل

در فاز گرانولیشن و فاز اپیتلیال زای زخم‌های خشک و با درجه شدت کمتر کاربرد دارد. و جنبه نگهداری زخم برای آن بیشتر می‌باشد.

### مدل



Hyperoil®



## ۲. فرمولاسیون روغنی

برای زخم‌های عمیق، زخم‌های نامنظم هندسی و زخم‌های شدیدی که در فاز حاد قرار دارند.

### موارد استفاده

در مدیریت ضایعات ساده پوستی مانند:

تبخال‌های لب، آکنه‌های عفونی، اگزما، بثورات کهیری، میکوزهای قارچی، سایش‌های پوستی که بخشی از پوست را از بین می‌برد، بثورات و عارضه‌ها تناسلی خاص، همورئید، فیستول‌ها، پارگی‌ها و ترک‌های پوستی در ناحیه‌ی دهان و مقعد، میخچه، عفونت قارچی ناخن یا اونیکومایکوز، کالوسهای پوستی، زگیل‌ها، ترمیم ناخن‌های در حال رشد، سندرم پای ورزشکاران، سوختگی‌ها، زخم‌های ترومایی قابلیت درمان موثر دارد.

در مدیریت ضایعات پیچیده پوستی مانند:

زخم‌های پس از جراحی، زخم‌های ترومایی، زخم‌های سوختگی، زخم‌های فشاری، زخم‌های ناشی از تابش‌های رادیویی، ضایعات دیابتیک و یا عروقی، ضایعات ناحیه‌ی درم پوست و در معرض قرار گرفته شدن بافت استخوان، مدیریت گرافت‌های پوستی قابلیت درمان موثر دارد.


# Colostomy Bag

## کیسه کولستومی

### ویژگی ها

- کیسه کولستومی به صورت یک تکه (یکپارچه) یا دو تکه (کیسه و فلنج) و هرکدام در سه مدل با انتهای بسته، انتهای باز به همراه گیره و انتهای باز به همراه چسب ارائه شده است که شامل اجزا و خصوصیات زیر می باشد:
- فلنج (چسب پایه) هیدروکلوئیدی که با گذشت زمان و هم دما شدن با بدن، چسبندگی آن به پوست افزایش پیدا کرده و در عین حال هنگام جدا کردن کیسه هیچگونه آسیبی به بافت پوست وارد نمی آورد.
- جنس کیسه در ناحیه تماس با پوست از الیاف نان وون پلی اتیلن می باشد.
- جنس لایه بیرونی کیسه از اتیلن-وینیل پلی استات منفذ دار می باشد.
- محفظه نگهدارنده داخلی کیسه بصورت پنج لایه و شفاف می باشد.
- فیلتر کربن فعال جهت کنترل تخلیه گازهای تجمع یافته به کار گرفته شده است.
- برچسب ضد آب و محافظ رطوبت جهت پوشش فیلتر در قسمت بیرونی کیسه استفاده شده است.
- همچنین پنجره معاینه ای جهت ارزیابی اولیه پزشک از عملکرد روده تعبیه شده است.

### مدل یک تکه



PROTEA  
VITAL



## مدل دو تکه


## موارد استفاده

ممکن است به صورت دائم و یا موقت نیازمند به اتصال بخشی از روده به کیسه های کولوستومی جهت مدیریت دفع باشند.

کلیه بیماری‌هایی که به سبب انسداد و بیماری‌های روده بزرگ، پارگی و عفونت رودوی ناشی از آن و نیز عدم خون‌رسانی به روده‌ها مورد جراحی قرار گرفته و بخشی از روده ایشان برداشته می‌شود؛

## روش استفاده

۱. براساس اندازه و شکل استوما، برشی در فلنج کیسه ایجاد می‌شود.
۲. فیلم محافظ روی فلنج کیسه کولوستومی از روی آن جدا شده و از گرمای دست برای چسباندن به پوست استفاده می‌شود.
۳. در کیسه‌های دو تکه، اطمینان حاصل شود که کیسه به درستی به فلنج نگهدارنده متصل شده و هیچ شکافی بین دو جزء وجود نداشته باشد.
۴. جهت تخلیه کیسه براساس نیاز، انتهای آن با گیره و یا چسب بسته می‌شود و در زمان تخلیه باز می‌شود.





خیابان استاد نجات الهی جنوبی  
خیابان کلانتری، پلاک ۷۸، واحد ۰۰۶



۰۲۱-۴۲۲۷۹



info@tajar.ir

